

Schöner arbeiten. Jeden Tag.

bon E-30 SE

Untersuchungseinheit und höhenverstellbarer Schreibtisch –
intelligent kombiniert für moderne Augenarztpraxen.



bon E-30 SE

Ein Tisch. Eine Einheit. Ein neues Niveau.




Ihr Arbeitsplatz entscheidet über Ihren Alltag.

Ein Großteil Ihres Tages findet an Ihrer Untersuchungseinheit statt. Umso wichtiger ist ein Arbeitsplatz, der Sie unterstützt – nicht ausbremst.

Die bon E-30 SE wurde genau dafür entwickelt: für effiziente Abläufe, ergonomisches Arbeiten und eine ruhige, aufgeräumte Umgebung.

- Weniger Wege.
- Weniger Umgreifen.
- Mehr Konzentration auf den Patienten.

Für Augenärzte, die mehr erwarten als Funktion.



Ein Tisch. Zwei Welten.

Die bon E-30 SE ist mehr als eine Untersuchungseinheit. Sie ist ein durchdachter Arbeitsplatz. Schreibtisch und Untersuchungseinheit verschmelzen zu einem durchgängigen Konzept.

Das offene Tischdesign ersetzt den klassischen Geräteblock und schafft:

- mehr Bewegungsfreiheit
- bessere Zugänglichkeit
- eine klare, ruhige Arbeitsumgebung

Ein Arbeitsplatz, der sich Ihrem Workflow anpasst.

bon E-30 SE

Ein Tisch. Eine Einheit. Ein neues Niveau.



Technik, die Abläufe vereinfacht.

Die intelligente Steuerung unterstützt Sie im Hintergrund – automatisch, präzise und zuverlässig.



Der leichtgängige Teleskoptisch bietet Platz für zwei ophthalmologische Geräte. Sie werden auf Knopfdruck exakt vor Ihnen positioniert. (Position 1 elektromotorisch, Position 2 manuell)

Die Folientastatur direkt am Gerätetisch ermöglicht eine intuitive Bedienung Ihrer Untersuchungseinheit. Sie ist hygienisch und leicht zu reinigen.





Ergonomie, die man sofort spürt.

Jede Bewegung im Praxisalltag wiederholt sich täglich.
Die bon E-30 SE sorgt dafür, dass jeder Handgriff leicht und selbstverständlich wird.



Die elektromotorische Höhenverstellung der Einheit verspricht Arbeiten auf Augenhöhe. Sie ermöglicht eine perfekt angepasste Sitzposition mit ungeahntem Komfort.

Der Patientenstuhl kann optional einfach und schnell weggeschwenkt werden, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.





Eine richtige Entscheidung für viele Jahre.

Die bon E-30 SE wird in Deutschland gefertigt – mit dem Anspruch, Sie langfristig zu begleiten.

Ein robuster Stahlrahmen bildet die stabile Basis jeder Einheit. Sämtliche Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

- Hochwertige Materialien
- Präzise Verarbeitung
- 5 Jahre Garantie auf Antriebe

Eine sichere Investition, die sich täglich auszahlt.

Auch der Phoropterarm wird elektromotorisch geführt. Leise und präzise fährt der Phoropter vor den Patienten.

Die am Phoropterarm positionierte Leseleuchte bietet speziell bei Nahprüfungen perfektes Licht – genau dort, wo Sie es brauchen.





So individuell wie Ihre Praxis.

Ihre persönliche bon E-30 SE entsteht nach Ihren Vorstellungen.

- über 250 Lackierungen
- 75 Polsterbezüge
- zahlreiche Echtholzurniere und HPL-Beschichtungen

Ein Arbeitsplatz, der Ihre Handschrift trägt.

Passend zu Ihrer Praxis. Und zu Ihrem Anspruch.



Die E-30 SE ist durchdacht bis ins Detail: Ihren Patienten bietet sie sogar eine Ablagemöglichkeit für Brille, Smartphone etc.

Integrierte, unsichtbare Kabelführungen lassen klare Linien erscheinen statt Kabelchaos.





Ihre Einheit. Ihre Entscheidung.

Grundeigenschaften:

- höhenverstellbare Schreibtisch-Einheit (64–89 cm) mit Memoryfunktion
- elektromotorischer Teleskop-Schiebetisch für zwei Großgeräte
- elektromotorisch höhenverstellbarer Patientenstuhl
- horizontale Sitzverschiebung und klappbare Armlehne
- intelligente Steuerelektronik
- integrierte Stromversorgung für Tischgeräte
- Steuerung über pflegeleichte Folientastatur



Konfigurieren Sie Ihren perfekten Arbeitsplatz.

Optionale Ausstattung:

- Schreibtischplatte mit ergonomischem Ausschnitt
- schwenkbarer Gläserkasten
(nicht kombinierbar mit ergonomischem Tischausschnitt)
- elektromotorischer Phoropterarm
- Spot / Leseleuchte für Nahprüfung
- Säule für Sehzeichenprojektor
- Drehfunktion für den Patientenstuhl
- neigbare Rückenlehne
- Patientenstuhl mit Schwenkeinrichtung für barrierefreien Rollstuhlzugang
- Fußschalter für den Untersuchungsstuhl
- Fußstütze, starr oder klappbar
- Steuerung des Raumlichts über die Einheit (programmierbar)
- farbig abgestimmter Unterschrank oder Beistellschrank
- Adaptierungen für Ihre Geräte (herstellerunabhängig)
- umfangreiche Auswahl an Polsterfarben, Lackierungen, Echtholz furnieren und pflegeleichten HPL-Oberflächen
- individuelle Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch



Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin!

Telefon: 0451 80 9000

Rev. 2026-05-21

bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH

Stellmacherstr. 14 · 23556 Lübeck · Telefon 0451 - 80 9000
Fax 0451 - 80 900-10 · E-Mail call@bon.de · Internet www.bon.de

bon