

# Die mobile Handspaltlampe Rexxam XL-1

mit 10-facher Vergrößerung und heller LED Beleuchtung



**Rexxam**  
Quality in vision care

Proudly  Made in Japan



**bon**



## Extra hell

Die Handspaltlampe von Rexxam erzeugt einen sauberen, scharf abgegrenzten Lichtspalt, den Sie frei nach Belieben justieren können. Die XL-1 verwendet dafür eine spezielle weiße Leuchtdiode (LED) mit einer enormen Leuchtkraft von 10.000 Lux. Sie verspricht eine gleichmäßige Helligkeit über eine Lebenserwartung von mehr als 50.000 Stunden. Darüber hinaus erspart sie Ihnen den Lampenwechsel.

## Leichtgewicht

Die Spaltlampe XL-1 wiegt nur 700 Gramm inklusive Batterien. Das außergewöhnlich leichte und kompakte Gehäuse ermöglicht eine bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Der praktische Tragekoffer macht aus ihr das ideale Hilfsmittel in der Klinik, bei Hausbesuchen und auch im Veterinärbereich.

## Große Ausdauer

Zum Lieferumfang der XL-1 gehören neben dem stabilen Transportkoffer ein Ladegerät sowie zwei Hochleistungs-Akkus, die jeweils bis zu zwei Stunden Dauerbetrieb bei voller Leistung versprechen.



## Technische Details Rexxam XL-1

Vergrößerung	10-fach 16-fach mit optionalen Okularen (nicht im Standardlieferumfang)
Ametropieausgleich	± 7 D
Sichtfeld	ø 10 mm
PD Einstellung	50 - 70 mm (mit 10x Okularen) 55 - 70 mm (mit 16x Okularen)
Arbeitsabstand	80 mm
Spaltbreite	0 - 11 mm (stufenlos einstellbar)
Spaltlänge	11 mm
Filter	Kobalt-Blau, Grün, Konversionsfilter für die Farbtemperaturanpassung
Beleuchtungswinkel	± 30 Grad
Lichtquelle	Weißer Leuchtdiode mit höchster Leuchtdichte
Batterie	Lithium-Ionen Akku 7,4 V 680 mAh
Arbeitszeit	Bis zu 2 Stunden im Dauerbetrieb mit maximaler Beleuchtungsstärke
Ladegerät	Input AC 100-240V 60-50 Hz, Output DC 12V 500 mA
Lieferumfang	Transportkoffer, Akku, Ladegerät, Dioprien-Kalibrierstab, Stirnstütze, Bedienungsanleitung
Gewicht	ca. 700 g (Handteil inklusive Batterie)