

## Einweg-Lupen und -Kontaktgläser

- *einfacher und effektiver Schutz vor Infektionen*
- *immer eine frische, klare Optik, ohne Kratzer und ohne Wasserflecken aus dem Autoklaven*
- *nie wieder aufwendige Aufbereitungen*  
**- Sie sparen Zeit und Geld!**



Der US-amerikanische Hersteller Katena ist zertifiziert nach ISO 13485 und garantiert damit **höchste Qualität** seiner Produkte.

Ihre praktischen Einwegprodukte tragen selbstverständlich das CE Zeichen und sind auch von der **FDA** zugelassen. Sie minimieren das Risiko von Krankheitsübertragungen und helfen Ihnen **Zeit und Kosten zu sparen**.

Alle Katena Einweg-Linsen (außer das 4-Spiegel Glas) besitzen eine hervorragende **Anti-Reflex-Beschichtung**, die auch für **Lasieranwendungen** geeignet ist. Das Surgical Wide Field Glas sowie sämtliche Vitrektomielinien bieten einen abnehmbaren **Silikonring** für sicheren Halt.

Die Linsen sind einzeln steril verpackt und werden immer im praktischen **10'er Pack** geliefert.

## Kontaktgläser



### Einweg Retina 90° Kontaktglas



geeignet für Focal Laser, Macula Grid und die Behandlung diabetischer Makula-Ödeme

Vergrößerung: 1,0x  
Laserspot: 1,0x  
Sichtbereich statisch: 90°  
Sichtbereich dynamisch: 120°  
**Preis (10er Packung): 167,- €**  
Artikelnummer: 4072005

### Einweg Retina 170° Kontaktglas



geeignet für panretinale Photokoagulation und zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration

Vergrößerung: 0,52x  
Laserspot: 1,92x  
**Preis (10er Packung): 185,- €**  
Artikelnummer: 4072025

### Einweg Retina 180° Kontaktglas



geeignet für die Behandlung diabetischer Erkrankungen und altersbedingter Makuladegeneration mit panretinaler Photokoagulation

Vergrößerung: 0,8x  
Laserspot: 1,25x  
**Preis (10er Packung): 185,- €**  
Artikelnummer: 4072013

### Einweg 1-Spiegel Kontaktglas



besonders geeignet für Trabekulotomie, Trabekuloplastik, selektive Laser Trabekuloplastik (SLT), Fotografieren der vorderen Abschnitte

Vergrößerung: 1,0x  
Laserspot: 1,0x  
Spiegelwinkel: 63°  
**Preis (10er Packung): 152,- €**  
Artikelnummer: 4072003

### Einweg 3-Spiegel Kontaktglas



geeignet für viele Fundusuntersuchungen, Focus Laser, Macula Grid, panretinale Photokoagulation und die Behandlung diabetischer Makula-Ödeme

Vergrößerung: 0,93x  
Laserspot: 1,08x  
Spiegelwinkel: 59° / 67° / 73°  
**Preis (10er Packung): 150,- €**  
Artikelnummer: 4072001

### Einweg 4-Spiegel Kontaktglas



geeignet für Fundusuntersuchungen, statische und dynamische Gonioskopie, besonders für die Glaukomdiagnose

Vergrößerung: 0,8x  
Spiegelwinkel: 64°  
zentraler Sichtbereich: 30°  
**Preis (10er Packung): 150,- €**  
Artikelnummer: 4072002

### Einweg Kapsulotomie- Kontaktglas



speziell geeignet für Nd:YAG Laser-Kapsulotomie, mit extra großer Optikzone

Vergrößerung: 1,8x  
Laserspot: 0,56x  
**Preis (10er Packung): 155,- €**  
Artikelnummer: 4072007

### Einweg Iridotomie- Kontaktglas



geeignet für die Behandlung bei Engwinkelglaukom, für Argon-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser, Sphinkterotomie und Iridotomie

Vergrößerung: 1,6x  
Laserspot: 0,63x  
**Preis (10er Packung): 155,- €**  
Artikelnummer: 4072008

### Einweg Fundus- Kontaktglas



geeignet für generelle Fundusuntersuchungen, Focal Laser, Macula Grid und die Behandlung diabetischer Makula-Ödeme

Vergrößerung: 0,93x  
Laserspot: 1,08x  
zentraler Sichtbereich: 36°  
**Preis (10er Packung): 146,- €**  
Artikelnummer: 4072004

### Einweg Surgical Wide Field



inklusive abnehmbarem **Handgriff**

Vergrößerung: 0,42x  
Sichtbereich: 155°  
**Preis (10er Packung): 267,- €**  
Artikelnummer: 4072037

## Kontaktgläser



### Einweg 4-Spiegelglas mit Handgriff

Vergrößerung: 0,8x  
 Spiegelwinkel: 4x 64°  
 zentrales Sichtfeld: 30°  
**Preis (10er Packung): 183,- €**  
 Artikelnummer: 4072029



### Einweg 1-Spiegelglas mit Handgriff

Vergrößerung: 1,0x  
 Laserspot: 1,0x  
 Spiegelwinkel: 62°  
**Preis (10er Packung): 185,- €**  
 Artikelnummer: 4072035



### Einweg Bi-Concave Lens

für die Vitrektomie, inklusive Silikonring, alternative Anwendung mit Haltezange möglich (siehe Zubehör)  
 Vergrößerung: 0,8x  
 Sichtbereich: 25°  
**Preis (10er Packung): 220,- €**  
 Artikelnummer: 4072022



### Einweg 30° Vitrektomie-Prisma

inklusive Silikonring, alternative Anwendung mit Haltezange möglich (siehe Zubehör)  
 Vergrößerung: 1,02x  
 Sichtbereich: 36°  
**Preis (10er Packung): 220,- €**  
 Artikelnummer: 4072021



### Einweg Gonio Prisma mit Handgriff (Links)

zur direkten Betrachtung des Kammerwinkels während Glaukom-Operationen  
 Vergrößerung: 1,2x  
**Preis (10er Packung): 300,- €**  
 Artikelnummer: 4072033



### Einweg Plano Lens

für die Vitrektomie, inklusive Silikonring, alternative Anwendung mit Haltezange möglich (siehe Zubehör)  
 Vergrößerung: 1,02x  
 Sichtbereich: 36°  
**Preis (10er Packung): 220,- €**  
 Artikelnummer: 4072024



### Einweg 20° Vitrektomie-Prisma

inklusive Silikonring, alternative Anwendung mit Haltezange möglich (siehe Zubehör)  
 Vergrößerung: 1,02x  
 Sichtbereich: 36°  
**Preis (10er Packung): 220,- €**  
 Artikelnummer: 4072020

### Einweg Gonio Prisma mit Handgriff (Rechts)

wie oben, jedoch mit Handgriff in Rechtsausführung  
 Vergrößerung: 1,2x  
**Preis (10er Packung): 300,- €**  
 Artikelnummer: 4072032



### Einweg Magnifier Lens

für die Vitrektomie, inklusive Silikonring, alternative Anwendung mit Haltezange möglich (siehe Zubehör)  
 Vergrößerung: 1,2x  
 Sichtbereich: 30°  
**Preis (10er Packung): 220,- €**  
 Artikelnummer: 4072023

Stand 01.06.2023

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Ophthalmoskopierlupen



### Einweg Ophthalmoskopierlupe 90D

ermöglicht eine klare Weitfeldsicht auf den Patientenfundus mit einem idealen Vergrößerungsfaktor. Sie wird an der Spaltlampe oder im Operationssaal verwendet, ohne Hornhautkontakt, Methylcellulose oder Tropfen zur Pupillenerweiterung.

Vergrößerung: 0,64x  
Sichtbereich statisch: 75°  
Sichtbereich dynamisch: 90°

**Preis (10er Packung): 185,- €**  
Artikelnummer: 4072009



### Einweg Ophthalmoskopierlupe Osher 78D

speziell entwickelt für beste Kontrolle nach der Katarakt OP und in Frühgeborenen-Einheiten.

Vergrößerung: 0,77x  
Sichtbereich statisch: 80°  
Sichtbereich dynamisch: 98°

**Preis (10er Packung): 185,- €**  
Artikelnummer: 4072019



### Einweg Ophthalmoskopierlupe 60D

hervorragend geeignet für kleinere Pupillen

Vergrößerung: 0,96x  
Sichtbereich statisch: 68°  
Sichtbereich dynamisch: 81°

**Preis (10er Packung): 185,- €**  
Artikelnummer: 4072010



### Einweg Ophthalmoskopierlupe 28D

besonders geeignet für Untersuchungen bei Kindern

Vergrößerung: 2,1x  
Laserspot: 0,47x  
Sichtbereich statisch: 53°  
Sichtbereich dynamisch: 70°

**Preis (10er Packung): 190,- €**  
Artikelnummer: 4072011




### Einweg Ophthalmoskopierlupe 20D

bietet alle Vorteile einer klassischen 20D Lupe endlich als praktisches Einwegprodukt für den OP

Vergrößerung: 3,0x  
Laserspot: 0,33x

**Preis (10er Packung): 190,- €**  
Artikelnummer: 4072012

## Zubehör



### Einweg Haltezange für Vitrektomie- Kontaktgläser

für bequeme Handhabung der Vitrektomiegläser auf der Cornea, wird anstelle des Silikonrings verwendet

**Preis (10er Packung): 166,- €**  
Artikelnummer: 4072027



### Einweg Suture Ring

wird an der Sclera vernäht und bietet sicheren Halt für alle Vitrektomielinsen des Herstellers

**Preis (10er Packung): 155,- €**  
Artikelnummer: 4072026



### Einweg Suture Ring mit Tabs

wie oben mit zusätzlichen Stabilisatoren

**Preis (10er Packung): 155,- €**  
Artikelnummer: 4072038

Stand 01.06.2023

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.