


Sehzeichendisplay

Rexxam LCD-1000P

mit allen Standardtests für die tägliche Refraktion.



Rexxam
Quality in vision care

Proudly  Made in Japan



bon


Sehzeichensystem Rexxam LCD-1000P

großzügiges 24 Zoll Display

DIN/ISO-konforme Testfelder
(gutachtentauglich)

leichte, schnelle Bedienung

alternativ auch ohne
polarisierte Binokularteste
erhältlich (Modell LCD-1000)



Technische Details

Monitortyp	24 Zoll Full-HD LED Backlight, zirkular polarisiert
Teste & Optotypen	Landoltringe, logarithmisch gestuft, Zahlen, Buchstaben, E-Haken (Snellen), Kinderbilder, Stereoteste, Kontrasttest, Farbttest, Maddox u.a., gutachtentauglich entsprechend ISO 8596 und DIN 58220 Teil 3
Maskierung	Einzelne Optotypen, horizontale Reihe, vertikale Spalte
Filter	Rot/Grün und zirkular polarisiert
Sonderfunktionen	Direkt- oder gespiegelte Darstellung, Kontrastveränderung, zufällige Wiedergabe, Schwarz/Weiß invertiert, Crowd-Test
Testabstand	1 m ~ 8,0 m, einstellbar in 25 cm Schritten (Aufgrund natürlicher physikalischer Limitationen können einige Sehzeichen bei extrem großen Entfernungen nicht vollständig dargestellt werden.)
Konnektivität	koppelbar und simultan bedienbar mit dem Phoropter Rexxam DR-900
Steuerung	per drahtloser IR Fernbedienung (4 Kanäle schaltbar) oder über den Phoropter DR-900
Bildschirmschoner	Bildschirm aus oder Diashow, automatisch nach 5, 10 oder 30 Minuten
Energieversorgung	Anschluß: 100~240 V, Leistung: 70 VA Spannungsversorgung: DC 12 V / 3,4 A
Abmessungen und Gewichte	Display: 571(B) x 347(H) x 48(T) mm, 4,3 kg Fernbedienung: 64 x 195 x 20 mm, 140 g
Standard Zubehör	Wandbefestigung, Rot/Grün-Vorhalter, Polarisations-Brille (zirkular), IR Fernbedienung, Batterien (2x AA 1,5V), Netzgerät, Netz-Anschlusskabel

Buchstaben, Zahlen, E-Haken, Landoltringe

Dezimal	Snellen Ft	Snellen M	LogMAR
0,04	500/20	150/6	1,4
0,05	400/20	120/6	1,3
0,063	320/20	95/6	1,2
0,08	250/20	75/6	1,1
0,1	200/20	60/6	1,0
0,125	160/20	48/6	0,9
0,16	125/20	38/6	0,8
0,2	100/20	30/6	0,7
0,25	80/20	25/6	0,6
0,32	63/20	19/6	0,5
0,4	50/20	15/6	0,4
0,5	40/20	12/6	0,3
0,63	32/20	9,5/6	0,2
0,7	28,5/20	8,6/6	0,15
0,8	25/20	7,5/6	0,1
0,9	22,2/20	6,7/6	0,05
1,0	20/20	6/6	0,0
1,25	16/20	4,8/6	-0,1
1,6	12,5/20	3,8/6	-0,2
2,0	10/20	3/6	-0,3